

/

(1)

.

/

	(1) (2)	-
	(1) /가 (2) (3) /	(1) (1) PAN (2) ~
	(1) EDTA	-
	(1) (2) (3) (4) /	(1)

1.

(40~60 30

) (100 30)

.

· , (40~60)가
가 가
·
(100)가
·
(topping) .
가
· 가
가
·
·
· , Taspon AC(Bayer) .
가 80 가 .
Avolan IW(bayer) 60~70
·
·

2.

2.1

/가
(1:1)(100 , 10~30), 가
(90 , 10~30) .
2g/l
가 .

가

Taspon AC

80

가

Taspon AC

80

가

2.2

PAN

96~98

60~90

가

가

가

96~98

가

가

80

Taspon AC

가

가
가
가

2.3

Avolan Iw 2.2
80
가
Taspon AC 1
가
가
/ 가
가
(40~60)
Taspon AC 80
(80)

3.

4가

/

.

/

. ,

5g/l

15ml/l 가 38°Bé

40

95

30

. , , .

5~7ml/l (150g/l)

4~6ml/l (30%)

pH 5.5~6

1:40~80

20~30

.

1%

25~30

.

.