

- / (1) -

1. /

1.1

pH		
	50~60	100

(1)

(Remazol , Levafix) ,
(Astrazon, Dyacryl) .

(2)

,
 .
 . ,
 .

(3) pH

pH

· ,
가 .

(4)

Remazol Levafix 50~60
98 가 .

(5)

Avolan IW(Bayer)

() 가 pH

· ,
·

·

(6)

2

가 .

,

, 가 가?

가


/

·

,
 (, ,) .
 , 가
 . ,
 ,
 2 .

가 .

1.2



- (1) 5% 30%(pH 4~5)
 1% Avolan IW(, Bayer)
 X% Astragal PAN(, Bayer)
 (2) Y% Astrazon/Dyacryl

(3) Z% Remazol/Levafix

20~80g/l (가)

(4) 5~20g/l (가)

1~2g/l

40~50 , 5~10 .

(5) (2), Remazol

(60)

1~2g/l Taspon AC(, Bayer)

70~80 , 15

(60)

가

.

가 .

(1)

(98~100) . ,

가

.

가

.

·
· :
·
· :
· : 가 ,
· :
· , ~
가 60
가 80

(2)

가
,
· , Taspon AC
80 . Taspon AC
가
·
,
·

(3)

Tasfix RS 150(Bayer,
)
가

가

()

.

가 .

, 가

.

.

1.3

(1)

Astrazon

Yellow 7GLL 200%

Golden Yellow GL-E 200% 01

Red FBL 200%

Blue BRL 200%

Blue FGGL 300% 01

Blue BG 200%

Black SW 200%

Dyacryl

Yellow AUN AU-N

Red AUN AU-N

Blue AUN AU-N

Navy Blue SL-N 200%

(2)

.