

- / / (1) -

1. / 2

1.1

pH			
	50~60	100	100
	-	Mesitol NBS liquid	
	Tasfix RS 150		Mesitol NBS liquid

(1)

, /

. /

/

/

. /

/

,

가 . ,

가 .

,

가

.

가

.

.

, 3

.

(2)

,

.

(3) pH

.

.

가 .

(4)

Remazol

Levafix

50~60

.

.


(5)

가 . pH가

(6)

Mesitol NBS liquid

1.2



(1) X% Remazol /Levafix

20~80g/l (가)

(2) 5~20g/l (가)

(3) , (),

1~2g/l Diadavin EWN(Bayer)

80~100 , 10~15

(4) Y%

pH 4.5(5%)

(5) ()

Tasfix RS 150()

Mesitol NBS liquid()

, ,

.

/ .

/ pH가

가 가

pH 가 .

/

/ 가

.

, , , , 가

.

1.3

(1)

.

(2) /

/

,

,

.

Supranol

Yellow S-WP

Red S-WP

Blue S-WP

Golden Yellow S-3RN

Red S-GN

Blue S-GN

Navy Blue S-GRN